

Nasz nieinwazyjny zabieg poprawia zdrowie skóry, rozwiązuje indywidualne problemy i zapewnia niespotykany dotąd blask. W przeciwieństwie do tradycyjnych zabiegów na twarz, zabieg jest wykonywany za pomocą urządzenia, a nie ręcznie, co zapewnia głębszą penetrację i trwalsze efekty.



DANE TECHNICZNE:

Woltaż	100-120 V/ 60 Hz 200-240 V/ 50 Hz
Wyświetlacz	10,4 cala
Moc	500 W
Częstotliwość RF	0,2-0,5MHz
Ogrzewanie i chłodzenie	Gorąco 36-46 Chłód: 0-6
Ultradźwięk	1MHz
Sondy Aqua Peel Aqua Peel	Miękkie: 3szt. Twarde: 8szt.
Aqua Peel	Intensywność podciśnienia: 4-5 kg Ciśnienie podciśnienia: 96 kPa Przepływ wody: 50l
Butelka z roztworem	A: Czyszczenie B: Wybielanie i nawilżanie C: Czyszczenie głębokiej warstwy D: Czyszczenie
Łopata czyszcząca Częstotliwość	26-30MHz
Rozmiar mezoterapii EMS NANO	4X4mmX250Um
MIKRO LIFT	Częstotliwość: 200Hz Prąd: 50-800Ua
Analizator skóry	28 MILIONÓW MEGA PIKSELI HD



Zdobądź najlepszą skórę w swoim życiu



Spełnij wszystkie potrzeby pielęgnacji skóry!

- Drobne linie i zmarszczki
- Elastyczność i jędrność
- Wyrównany ton i dynamika
- Tekstura skóry
- Brązowe plamy
- Skóra tłusta i zanieczyszczona
- Rozszerzone pory

3 KROKI. 30 MINUT.

Zdobądź najlepszą skórę
Twojego życia

Zapewnia natychmiastowe i długotrwałe
rezultaty, które można zobaczyć i odczuć.

KROK 1 OCZYSZCZANIE + PEELING

Odkryj nową warstwę skóry dzięki delikatnemu
peelingowi i relaksującemu resurfacingowi.

KROK 2 WYCIĄG + NAWILŻANIE

Usuń zanieczyszczenia z porów za pomocą bezbolesnego ssania.
Odżywiaj skórę intensywnie nawilżając ją kosmetykami, które ją nawilżają.

KROK 3 BEZPIECZNIK + OCHRONA

Nasącz powierzchnię skóry
przeciwutleniacze i peptydy, które zmaksymalizują Twój blask.

SYSTEM GŁĘBOKO OCZYSZCZAJĄCY SKÓRĘ

Oczyszcza zaskórniki, trądzik i roztocza, jednocześnie dostarczając nawilżających składników odżywczych; zwęża pory, zwiększa przejrzystość skóry i poprawia jej fakturę.

Co jest w nim wyjątkowego?
Trzykrotnie większa moc głowicy operacyjnej.



Trzy główne obszary z wyraźnym podziałem pracy mogą jednorazowo przynieść trzykrotnie większy efekt.

ANTYALERGICZNY

KOJĄCY

NAPRAWA

UJĘDRNIANIE SKÓRY



INTELIGENTNA OBSŁUGA

- Wszystostronne funkcje
- Wszystostronne języki
- Przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika
- Wyświetlacz 10,4"
- Platforma 10 w 1

WSZECHSTRONNA PLATFORMA 10 W1

1. PEELING WODNY



Użyj próżni, aby otworzyć pory, zapewniając głębokie oczyszczenie i łatwe usunięcie zanieczyszczeń i martwych komórek naskórka. Pozwala to również aktywnym składnikom naszych boosterów wnikać głębiej, zapewniając najskuteczniejszą możliwą kurację.

2.STRUMIEŃ TLENU



Wstrzyknięcie tlenu pod wysokim ciśnieniem, małe cząsteczki i silna penetracja Wnika głęboko w warstwę podstawną, zwiększa retencję wody i wchłania się łatwiej poprzez zwężanie porów

3.EMS TWARZ



Nanokryształy wspomagają wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry, ponieważ otwierają kanały umożliwiające ich przenikanie przez skórę. Dzięki temu stosowane preparaty mogą być lepiej absorbowane.

4.ZIMNO-CIEPŁO



Szybko obniż temperaturę poniżej 0 stopni, aby poprawić jakość skóry i uzyskać efekt usunięcia zaczerwienienia, nadwrażliwości, ujędrnienia i wymodelowania

5.MIKRO LIFT



Mikroprąd EMS anionów i kationów naprzemiennie między dodatnim i ujemnym, tak aby kationy były importowane, a aniony eksportowane. Poprawa kontury twarzy

6.OxyGeneq



Stwórz środowisko dostarczające tlen, aktywuj komórki i zwiększ wchłanianie. Wstrzyknij produkt w głęboką warstwę skóry i współpracuj z produktami do peelingu skóry zawierającymi kwasy owocowe.

7.ULTRADŹWIĘKI



Ultradźwięki - od 1 do 3 milionów drgań na minutę otwierają pory, umożliwiając esencji szybkie wniknięcie w warstwę podstawną skóry, co pozwala na osiągnięcie wskaźnika wchłaniania przekraczającego 90%

8.RF



Sonda może emitować fale radiowe, które wibrują 6 milionów razy na sekundę. Wibracje o wysokiej częstotliwości to cząsteczki w skórze, które generują ciepło poprzez tarcie, co pozwala uzyskać efekt ujędrnienia skóry i redukcji zmarszczek.

9.Łopata czyszcząca



Użyj fal wibracyjnych o wysokiej częstotliwości, aby zmiękczyć warstwę rogową naskórka i dokładnie oczyścić skórę z zanieczyszczeń.

10.ANALIZATOR



Analizator skóry:
Najlepsze narzędzie do analizy skóry i oferowania najlepszych rozwiązań!

Typ A


- 1.Peeling wodny
- 2.TYP A (DYSZĄ TLENOWĄ)
- 3.EMS TWARZ
- 4.ZIMNO-CIEPŁO
- 5.MIKRO LIFT
- 6.TLEN
- 7.ULTRADŹWIĘKI
- 8.RF
- 9.ŁOPATA CZYSZCZĄCA
- 10.ANALIZATOR

Typ B

- 1.Peeling wodny
- 2.TYP B (DYSZ TLENU)
- 4.ZIMNO-CIEPŁO
- 5.MIKRO LIFT
- 6.TLEN
- 7.ULTRADŹWIĘKI
- 8.RF
- 9.ŁOPATA CZYSZCZĄCA


JAK DZIAŁA EMS FACE?

Nanokryształy wykorzystują nanokontakty o grubości ponad 250 nanometrów i długości zaledwie 0,1 mm, które mogą jedynie otworzyć warstwę rogową naskórka bez dotykania skóry właściwej. To nie tylko rozwiązuje problem wchłaniania przez skórę, ale także pozwala na bezbolesne i nieinwazyjne leczenie!




Naturalne zastosowanie i wchłanianie

W przypadku naturalnego stosowania i wchłaniania produktów do pielęgnacji skóry, cząsteczki produktów wnikają jedynie w naskórek. Trudno jest im wniknąć w głębsze warstwy skóry, a ich wchłanianie jest bardzo niskie.



Nanokrystaliczny nanochip (Produkt może równomiernie wnikać w skórę właściwą.)

Nanochipy przenikają jedynie przez warstwę barierową naskórka, nie naruszając naczyń krwionośnych ani nerwów. Zabieg jest bezbolesny i nieinwazyjny, a jego zdolność absorpcji znacznie się poprawia.




Funkcja EMS

Mikroelektroniczna technologia przewodzenia ciepła otwiera pory, co może zwiększyć stopień wchłaniania produktu o **ponad 40%**.

Wprowadzenie zasady działania nanochipu


- ⦿ Nanokryształy są wykonane z monokrystalicznego krzemu. Oprócz tego, że jest wytrzymały, monokrystaliczny krzem jest na tyle cienki i krótki, że może przebić się jedynie przez barierę absorpcyjną naskórka, a jednocześnie znajduje się z dala od naczyń krwionośnych i nerwów, więc nie odczuwa się bólu ani nie występuje krwawienie.
- ⦿ Nanokryształy wspomagają wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry poprzez otwieranie kanału absorpcyjnego skóry, dzięki czemu skóra może lepiej wchłaniać produkty do pielęgnacji skóry po wprowadzeniu nanokryształów.




Wiotka skóra



Suchość i niedobór wody



Drobne zmarszczki wodne



Zmęczona twarz

